



Dental büyütmeye

Büyüteçli gözlükler

Gözünüze, duruşunuza ve çalışma mesafenize göre tek tek üretilir.

2.5x Hijyen, genel diş hekimliği	3.0x Restoratif	3.5x Endodonti	4.5x İmplant, periodontoloji	6.0x Mikrocerrahi
--	---------------------------	--------------------------	--	-----------------------------

Hazır beden büyüteçli gözlük yoktur


Bir büyüteçli gözlüğün ergonomisi, optiklerin çerçeve üzerindeki konumuyla belirlenir. Yanlış konumlandırılmış bir optik hekimi boynunu eğmeye zorlar; doğru konumlandırılmış bir optik dik oturmasını sağlar. Bu yüzden her sistem üç ölçüyle üretilir.

Pupil arası mesafe	Optikler tam olarak göz eksenlerinize hizalanır; yakınsama zorlanması ortadan kalkar.
Bakış açısı	Optiğin eğimi, siz dik otururken ağız içinin net görünmesini sağlar. Boyun düz kalır.
Çalışma mesafesi	Hastaya olan gerçek mesafeniz ölçülür; odak buna göre üretilir, siz sisteme uyum sağlamazsınız.
Reçeteniz	Gözlük numaranız hem taşıyıcı cama hem optiğin kendisine işlenir. Ayrıca gözlük takmanız gerekmez.

Görüş alanı: aynı büyütme, farklı optik

Büyütme oranı tek başına bir kalite ölçüsü değildir. Aynı 3.0x büyütmede üç farklı optik ailesi, birbirinden çok farklı genişlikte bir alan gösterir.

3.0x büyütmede görülebilen alan, gerçek oranıyla



- Galilean standart alan**
38 cm² · 7 cm alan çapı
- MicroEF genişletilmiş alan**
78 cm² · 10 cm alan çapı
- Panoramic**
143 cm² · 13,5 cm alan çapı

Üreticinin 3.0x optikler için yayımladığı ölçüm değerleri.

Optik aileleri

Aile	Büyütme	Görüş alanı	Öne çıkan
Standart alan Surgi-Spec®	2.5x – 3.5x	Dar	İlk büyütme, hijyen
Genişletilmiş alan High Vision	3.5x – 6.0x	%50 daha geniş	Endodonti, implant
Micro2.5x	2.5x	Standart	%23 küçük, %36 hafif
MicroEF	3.0x – 4.5x	Genişletilmiş	%50 küçük, %44 hafif
Panoramic	3.0x – 6.0x	Çok geniş	Tüm ağız tek bakışta
Infinity VUE™	3.0x · 3.5x · 4.5x	Geniş	Dik duruş



Aerosol korumalı Ziena Kai



Ziena Marina



Yeoman

Hassas kaplamalı optikler

Çok katmanlı kaplama, optiğe giren ışığın %99,5'ini geçirir. Sonuç daha parlak değil, daha temiz bir görüntüdür: kenar keskinliği artar, renk ayrımı korunur, odak derinliği genişler.

Doğru büyütmeyi ancak kendi çalışma mesafenizde deneyerek anlarsınız. Muayenehanenizde demo için bize yazın.

Nasıl sipariş verilir

- 1 Görüşme ve demo**
Kliniğinizde farklı büyütmelemleri kendi çalışma pozisyonunuzda denersiniz.
- 2 Ölçü**
Pupil arası mesafe, bakış açısı ve çalışma mesafeniz kaydedilir.
- 3 Üretim ve teslim**
Sistem ABD’de sizin ölçülerinize göre üretilir; teslimde ayarı birlikte yapılır.

TERVELLİ LTD. ŞTİ.

Çamlık Mh. Şehit Burak Kurtuluş Cd., Caspian Sitesi No: 60-74A/27, 34775 Ümraniye / İstanbul

Tel: +90 216 420 40 61 - 62 · info@designsforvision.com.tr

designsforvision.com.tr